

PRO-ION X 40

DER SAUERSTOFF-HOCHLEISTUNGS-IONISATOR



PRO-ION X 40

Das Therapiesystem zur professionellen Sauerstoff-Aktivierung in der modernen Praxis

sicher – effizient – wirtschaftlich

DAS EFFEKTIVE SYSTEM

- Deutlich reduzierte Sauerstoff-Applikationszeiten – z.B. 20 Minuten je Sitzung bei hoher Effizienz der Anwendung

DIE OPTIMALE HANDHABUNG

- Einfache Ergänzung, z.B. zum SMT- System durch modularen Aufbau
- Adapter für alle bekannten Sauerstoff-Systeme
- Prozessorgesteuerte, permanente optische und akustische Funktionskontrolle der Ionisation
 - a) Korrekte Adaption
 - b) Funktioneller Ablauf
 - c) Sitzungsdauer
- Lange, flexible und leichte Schlauchverbindung, auch für ergometerunterstützte Sauerstoffanwendungen, mit praktischer Ablage

IDEAL IN DER PRAXIS

- Durch Verwendung besonderer Werkstoffe kann der Ionisator Pro-Ion X 40 besonders auch im „Hygienebereich“ leicht gereinigt, desinfiziert oder auch sterilisiert werden, optional: zusätzlicher Bakterienfilter
- Akzeptabler Zeitaufwand für den Praxiseinsatz – zumutbare Sitzungsdauer für den Patienten!

DIE TECHNISCHEN DATEN

Nennspannung:	230 V / 50 – 60 Hz
Elektrische Leistung/ Stromaufnahme:	6 W / 26 mA
Betriebstemperatur:	+10°C bis +40°C
Geräteabmessungen (BxHxT):	95 x 190 x 60 mm
Gewicht:	1,2 kg
Geräteklasse:	IIa
Ionisationsspannung:	3,5 kV
Ionenleistung:	ca. 5 Mill. Ion / cm ³

Die abgebildeten Komponenten sind individuell variierbar und gehören nicht in je Dem Fall zum Standardlieferumfang. Einzelheiten und Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen vorbehalten.

